

## 42. Como a placa neuromiorrelaxante (PNMR) é confeccionada?

A confecção da PNMR passa por fases clínicas e laboratoriais.

Obtém-se as moldagens dos arcos superior e inferior, são confeccionados modelos de gesso e montados no articulado semi-ajustável direcionados por registro oclusal em cera 7.

A placa é encerada e levada à boca para ajustes finos e, daí, retorna ao laboratório para acrilização e polimento, é levada novamente à boca e deve se adaptar perfeitamente aos dentes superiores oferecendo retenção e estabilidade adequadas, mas permitindo que o paciente possa removê-la sem necessidade de empregar uma força exagerada.

O aparelho não pode ser deslocado da arcada durante a fala ou pelos movimentos dos lábios e da língua. Além disso, não pode haver desencaixe oclusal da placa (báscula) durante a oclusão ou devido aos movimentos de lateralidade ou protrusiva.



# Como a placa neuromiorrelaxante (PNMR) é confeccionada? (Cont.)

Os ajustes da oclusão e das guias de desoclusões devem sempre partir da posição em que a relação cêntrica coincide com a oclusão cêntrica.

Algumas vezes isso não é possível por conta de defesas miogênicas e artrogênicas do paciente, mas em todos os ajustes deve-se objetivar a coincidência entre essas duas relações.











