

46. A PNMR precisa ser ajustada em intervalos de tempo?

Sim.

A PNMR só estará completamente organizada após várias sessões de ajustes, haja vista que o paciente que procura o tratamento para DTM tem seu sistema musculoesquelético-mastigatório disfuncionado (“desajustado”) e que precisa ser reequilibrado; ou seja, dificilmente o profissional consegue um bom ajuste inicial da placa, necessitando de outros ajustes até que se consiga o equilíbrio necessário.

Dificilmente este equilíbrio é conseguido com menos de 4 a 6 sessões de ajustes.